























Tuote	Kuva	Tuotenro	Pakk.	Kuvaus	Materiaali	Steril.	Ecolabel
Self-Locating PD-katetri SA2447		507 1451	1	SA 2447  Painollinen, 2-kuffinen PD-katetri. Kokonaispituus 447mm.	Lääketiet. silikonikumi, paino 10g volframia.	ETO	
Self-Locating PD-katetri SA2354		507 1431	1	SA 2354  Painollinen, 2-kuffinen PD-katetri. Kokonaispituus 354 mm.	Lääketiet. silikonikumi, paino 10g volframia.	ETO	
Stay safe® jatkoletku 25cm		284 3241	5	PD-katetriin liitettävä jatkoletku. Vaihdetaan vähintään 6kk välein. Täyttövolyyymi 2,5 mm.	PP, PVDF, silikoni, POM, Pebax	ETO	
Stay safe® jatkoletku 32cm		284 3181	5	PD-katetriin liitettävä jatkoletku. Vaihdetaan vähintään 6kk välein. Täyttövolyyymi 3,0 mm.	PP, PVDF, silikoni, POM, Pebax	ETO	
Stay safe® jatkoletku 40cm		284 3251	5	PD-katetriin liitettävä jatkoletku. Vaihdetaan vähintään 6kk välein. Täyttövolyyymi 3,6 mm.	PP, PVDF, silikoni, POM, Pebax	ETO	
Luer-lock adapteri PD-katetriin (sis.korkki)		284 2671	5	Yhdistäjä, jolla jatkoletku kiinnitetään PD-katetriin.	Polyvinyylifluoridi, Polypropeeni, silikoni	ETO	
Stay safe® pöytäteline		284 2561N	1	Apuväline jatkoletkun yhdistämiseen/irrottamiseen PD-järjestelmästä.	PPSU, messinki, PVC, galvanisoitu teräs	-	
Pidike Stay safe® pöytätelineeseen		284 2571N	1	Apuväline pöytätelineen kiinnittämiseksi infuusiotelineeseen tai APD-pöytään.	Alumiini, teräs, Polyamidi 6	-	
Stay safe® desindefiokorkki		284 5091	40	Desindefiokorkki Stay safe® jatkoletkun sulkemiseen. Kertakäyttöinen.	PP, PUR, Povidonijodi, silikoni	-	
Stay safe® korkki ilman jodia		2846011	40	Korkki Stay safe® jatkoletkun sulkemiseen. Joditon. Kertakäyttöinen.	PP, silikoni	Sädetys	

Tuote	Kuva	Tuotenro	Pakk.	Kuvaus	Materiaali	Steril.	Ecolabel
Liitin Stay safe® / erikoisliuos		259 9911	30	Liitin erikoisliuoksen liittämiseksi Stay safe® -järjestelmään. Tyhjennuspussin vetoisuus 3,7L. Kertakäyttöinen.	Biofine®, PP, silikoni, synteettinen kumi	ETO	
Lasten PD Plus akuuttiseti (sis. tyhjennuspussin)		F00005052	10	Vastasyntyneiden ja/tai alle 10kg lasten PD-hoitoon sairaalassa. Kertatäyttö max 200ml. Tyhjennuspussin volyyymi 5L. Potilasyhdistäjän resirkulaativolyymi 2ml. Kertakäyttöinen.	PVC (lääket.), PC, ABS, PP, PBT, PTFE,PHE, silikoni, polysopreeni, HDPE, akryyli. (ei sisällä DEHP:tä tai luonnonkumia)	ETO	
Stay safe® tyhjennuspussi		2599901	30	Vatsaontelon tyhjentämiseen dialyysiliuoksesta ilman uutta täyttöä. Pussin vetoisuus 3,7L. Kertakäyttöinen.	Biofine, propeeni, synteettinen kumi, O-renkaat silikonia	ETO	
Sleep safe setti		501 6921	16	APD-hoidon toteuttamiseen. Kertakäyttöinen letkuseti.	Biofine®	ETO	
Sleep safe Plus setti		501 6931	16	APD-hoidon toteuttamiseen. Kertakäyttöinen letkuseti sis. yhden mahdollisuuden irrottautumiseen kesken hoidon.	Biofine®	ETO	
Sleep safe Paed setti		501 7391	16	Pienten lasten PD-hoitoon tarkoitettu letkuseti, jossa pienempi lumen ja lääkkeelisäyskorkki. Täyttövolyyymi n. 15ml. Kertakäyttöinen.	Biofine®	ETO	
Sleep safe PIN-tulppa		501 7001	10	Irrottautumiseen kesken APD-hoidon. Myös Lasten PD Plus akuuttisetin yhteydessä. Kertakäyttöinen.	Polypropyleeni, elastosil silikonikumi	ETO	
Liitin Sleep safe / erikoisliuos		501 6971	20	Erikoisliuoksen liittämiseksi Sleep safe -järjestelmään. Kertakäyttöinen.	PP-SI-SEBS	ETO	

Tuote	Kuva	Tuotenro	Pakk.	Kuvaus	Materiaali	Steril.	Ecolabel
Sleep safe pidike pöytätelineeseen (clip)		F00006845	1	Pidike Sleep safe -setin yhdistäjän kiinnittämiseksi pöytätelineeseen.	ABS	-	
Sleep safe tyhjennysletku		F000001511	12	Tyhjennysletku Sleep safe -järjestelmään. Kertakäyttöinen.	Biofine®	ETO	
Sleep safe tyhjennuspussit		501 9571	20	Tyhjennuspussit 2 x 10L Sleep safe järjestelmään. Kertakäyttöinen.	PVC, PE, ABS, PP, PC	ETO	
PD Thermosafe Plus		M200651	1	PD-liuoksen lämmittämiseen tarkoitettu lämpölevy 4 ja 8h:n ajastimella ja ylikuumenemissuojalla. Tilaus erillisen tarjouksen mukaan.	Koko: 240mmx430mm x 95mm paino n. 2,4kg	-	
ClearSurf -puhdistusliinat		603 0731	14	Laitedesinfektioon tarkoitettu puhdistusliina. Yksi paketti sisältää 30 kertakäyttöistä liinaa. Kontaktiaika bakteereille ja sienille vähintään 15min. Ks. käyttöturvatiedote.	1% liuos sisältää 0,16g benzyl-C 12-16 alkyldimetyyliä, kloridia sekä lisäaineita	-	

Biofine®

Ympäristöystävällinen Biofine® ei sisällä PVC:tä tai haitallisia muovinpehmentimiä. Biofine® muuttuu hajotessaan vedeksi ja hiilidioksidiksi ja se voidaan hävittää polttamalla. Biofine-muovista valmistetuille PD-liuospusseille ja kertakäyttötuotteille on myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat, elinkaariajatteluun perustuvat ympäristövaatimukset liittyen muun muassa materiaalien alkuperään, tuotannon ja käytön energiankulutukseen sekä kemikaalien käyttöön ja jätteiden syntyyn koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.

Tilaukset ja toimitukset: Magnum Medical Finland Oy, e-mail: info@magnummedical.fi, p. 020 759 8897, fax. 020 759 8890